

KENTAMED®

BISTOURI ÉLECTRIQUE

KENTAMED 1ME



APPLICATION : PETITE ET MOYENNE CHIRURGIE

UTILISATION : Généraliste, dermatologue, dentiste

DESCRIPTION:

- ❖ contrôlé par microprocesseur
- ❖ principales fonctions utilisées pour l'électrochirurgie
- ❖ puissance de sortie 100 W
- ❖ 4 modes d'opération :
 - coupe douce (CUT)
 - coupe avec hémostase (CUT1)
 - coagulation standard (COAG1)
 - coagulation superficielle (COAG2).
- ❖ réglages de puissance indépendants pour chaque mode
- ❖ affichage digital
- ❖ sauvegarde des derniers réglages de puissance
- ❖ indicateurs de surchauffe (OH) et de puissance incorrecte (PF)
- ❖ indicateurs de fonctions sur la façade
- ❖ arrêt automatique en cas de défaut
- ❖ alarme sonore en cas de défaut
- ❖ 2 ans de garantie

KENTAMED 1ME

Caractéristiques Techniques		
Mode	Puissance maximale	Facteur de crête
CUT	100 W / 500 Ω	1.5
CUT1	100 W / 500 Ω	2.1
COAG1	90 W / 500 Ω	3.0
COAG2	45 W / 500 Ω	5.0
Fréquence [kHz]	460	
Fréquence de modulation [kHz]	33	
Sécurité patient	NEMSY (Neutral Electrode Monitoring System)	
Activation	Pédale Cycle	
de fonctionnement (s)	10/30 Classe	
de sécurité / Classe MDD	I/IIb Type des	
parties appliquées	BF	
Dimensions [mm]	256x200x85	
Poids [kg]	5	

Lot d'accessoires standards :

- ✓ 1 manche porte-électrode avec câble de 3 m
- ✓ 7 électrodes monopolaires
- ✓ 1 plaque réutilisable avec son cordon de 3 m
- ✓ 1 pédale
- ✓ 1 manuel utilisateur

AUTRES ACCESSOIRES – disponibles sur demande

Fabricant :

KENTAMED Ltd.

41, Nestor Abadjiev St.

POB 203, Plovdiv 4023, Bulgaria

tel./fax: +359 32 622 934

e-mail: sales@kentamed.com

www.kentamed.com



Distributeur :

