



## Caractéristiques :

- Coupe
- Coagulation
- Epilation
- Mode monopolaire-
- Mode bipolaire
- Sécurité plaque avec mesure de continuité
- Commande par pédale
- Fiabilité renforcée

## Applications :

- Dermatologie
- Oto-rhino-laryngologie-
- Stomatologie
- Ophtalmologie
- Gynécologie

## Description générale :

Doté d'une technologie de pointe, ce bistouri destiné aux généralistes permet de réaliser des interventions minimales d'excellente qualité en cabinet médical.

Conçu avec les technologies les plus récentes, l'ELECTROCUT 100 allie puissance et sécurité pour un confort d'utilisation optimal.











Son panneau de commandes est volontairement simple et fonctionnel pour une mise en service rapide et une utilisation quotidienne. Cela permet au praticien de se consacrer pleinement au patient sans avoir à programmer des fonctions complexes.

Les modes monopolaire et bipolaire ainsi que la puissante coagulation font de l'ELECTROCUT 100 le bistouri de choix pour le généraliste.






## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Poids	2.2 kg
- Dimensions HxLxP(mm)	140 x 250 x 200
(mm) - Alimentation	230V 50/60Hz 0.7A
- Puissance	
- Bipolaire	100 W
- Coupe	100 W
- Coagulation	70 W
- Epilation	17 W
- Fréquence	330 kHz
- Référence 8002	

## ACCESSOIRES STANDARDS

Référence	Désignation	Produit
110003	• Cordon secteur norme européenne	
101113	• Cordon plaque indifférente	
170049	• Plaque indifférente	
600313	• Pédale	
120200	• Manche porte électrode stérilisable	
100004	• Cordon monopolaire 4m stérilisable	
160131	• Electrode aiguille	
160141	• Electrode boule	
160101	• Electrode couteau	
160120	• Electrode anse	

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

120150	• Manche pour épilation	
160110	• Electrode épilation (par 50)	
800201	• Adaptateur bipolaire	
100025	• Cordon bipolaire 2m50 stérilisable	
220201	• Pince bipolaire droite (200mm x 1mm)	
220211	• Pince bipolaire coudée (200mm x 1mm)	