



Caractéristiques :

- Coupe
- Coagulation
- Epilation
- Mode monopolaire-
- Mode bipolaire
- Sécurité plaque avec mesure de continuité
- Commande par pédale
- Fiabilité renforcée

Applications :

- Dermatologie
- Oto-rhino-laryngologie-
- Stomatologie
- Ophtalmologie
- Gynécologie

Description générale :

Equipé d'un générateur puissant et à haut rendement, l' ELECTROCUT200 a été étudié pour répondre aux demandes des spécialistes pour le cabinet médical. Les résultats obtenus sont d'excellentes qualités.

Conçu avec les technologies les plus récentes, l' ELECTROCUT200 dispose d'une puissance élevée ainsi que d'un système de sécurité plaque assurant au praticien une grande qualité de travail.











Son panneau de commandes est volontairement simple et fonctionnel pour une mise en service rapide et une utilisation quotidienne. Ainsi l'utilisateur peut se consacrer pleinement à son patient sans avoir à programmer une multitude de fonctions complexes.

Les modes monopolaire et bipolaire ainsi que la puissante coagulation font de l' ELECTROCUT200 le bistouri de choix pour le spécialiste.






CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Poids	2.2 kg
- Dimensions HxLxP(mm)	140 x 250 x 200
- Alimentation	230V 50/60Hz 1.1A -
Puissance	
- Bipolaire	140 W
- Coupe	160 W
- Coagulation	138 W
- Epilation	20 W
- Fréquence	330 kHz
- Référence 8003	

ACCESSOIRES STANDARDS

Référence	Désignation	Produit
110003	• Cordon secteur norme européenne	
101113	• Cordon plaque indifférente	
170049	• Plaque indifférente	
600313	• Pédale	
120200	• Manche porte électrode stérilisable	
100004	• Cordon monopolaire 4m stérilisable	
160131	• Electrode aiguille	
160141	• Electrode boule	
160101	• Electrode couteau	
160120	• Electrode anse	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

120150	• Manche pour épilation	
160110	• Electrode épilation (par 50)	
800201	• Adaptateur bipolaire	
100025	• Cordon bipolaire 2m50 stérilisable	
220201	• Pince bipolaire droite (200mm x 1mm)	
220211	• Pince bipolaire coudée (200mm x 1mm)	